

	Grösse	VE	ST/VE	REF	Pharmacode
Hautschutz					
TubeGaze® Schlauchverband, 100% Baumwolle, 20 m 	Gr. 01 1 cm	FS	1 Rolle	441 010	58502
	Gr. 12 2.5 cm	FS	1 Rolle	441 020	58519
	Gr. 34 4.5 cm	FS	1 Rolle	441 030	58525
	Gr. 56 6 cm	FS	1 Rolle	441 040	58531
	Gr. 78 8 cm	FS	1 Rolle	441 050	58548
	Gr. T1 9.5 cm	FS	1 Rolle	441 060	745036
Polsterung					
Rollta®soft Polsterwatte 	6 cm x 3 m	FS	50 Binden	932 048	2144269
	10 cm x 3 m	FS	30 Binden	932 049	2144275
	15 cm x 3 m	FS	20 Binden	932 050	2147948
Kompressionsverband					
PütterFlex Duo PütterFlex Kurzzugbinde, 100% BW Dehnbarkeit quer: 40%, längs: 90% 	8+10 cm x 5 m	FS	2 Binden	931 825	5600934
	6 cm x 5 m	FS	1 Binde	931 827	4887425
	8 cm x 5 m	FS	10 Binden	931 832	4774359
	10 cm x 5 m	FS	10 Binden	931 833	4774365
	12 cm x 5 m	FS	1 Binde	931 830	4887431
Pütter-Verband® Duo Pütterbinde® Kurzzugbinde, 100% BW Dehnbarkeit 90% 	8+10 cm x 5 m	FS	2 Binden	931 796	5309601
	6 cm x 5 m	FS	10 Binden	931 806	5309618
	8 cm x 5 m	FS	10 Binden	931 814	5309624
	10 cm x 5 m	FS	10 Binden	931 815	5309630
	12 cm x 5 m	FS	10 Binden	931 816	5309647
Rhena®Varidress Kurzzugbinde, 64% BW, 36% PU, Dehnbarkeit 50% 	6 cm x 5 m	FS	10 Binden	322 120	1739919
	8 cm x 5 m	FS	10 Binden	322 130	1739925
	10 cm x 5 m	FS	10 Binden	322 140	1739931
	12 cm x 5 m	FS	10 Binden	322 150	1739948
Varolast® Zinkleimbinden längs- und querelastisch 	10 cm x 7 m	ST	1 Stück	931 573	1177924
	10 cm x 5 m	ST	1 Stück	931 574	1177918
	10 cm x 10 m	ST	1 Stück	931 575	1177930



Pütterbinde® (bisher Rhena®Varico)

Die bewährte Kurzzugbinde, 100% Baumwolle, waschbar 95°C – die optimale Mischung aus Anlegefreundlichkeit, Rutschfestigkeit und erreichbarem Druck.

Indikation:

Als Kompressionsverband für phlebologische und lymphatische Erkrankungen. Insbesondere geeignet zur Behandlung bei chronisch venöser Insuffizienz (CVI), Ulcus cruris, Thrombophlebitis, primärer und sekundärer Varikosis sowie nach Venenverödungen, bei primären oder sekundären Lymphödemem.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Erzeugt starke Kompression mit hohem Arbeits- und niedrigem Ruhedruck
- Ermöglicht ausserordentlich haltbare Verbände mit dauerhafter Kompressionswirkung bis in die tiefen Venenbereiche
- Atmungsaktiv und hautfreundlich

Neu im Sortiment!

PütterFlex. Die neue Kurzzugbinde ist in alle Richtungen flexibel und schmiegelt sich dadurch auch an schwierigen Stellen des Beines besser an.

- Einfaches Anlegen durch die Längs- und Querelastizität
- Besonders dünnes Material ermöglicht das Tragen von gewohntem Schuhwerk
- Hoher Tragekomfort für bequemes Tragen

Varolast® Zinkleimbinden

Optimal für alle, die das Arbeiten mit einer normal feuchten, zweidimensional verformbaren Zinkleimbinde bevorzugen. Unnachgiebiger halbstarrer Dauerverband mit intensivem Arbeitsdruck, bewirkt die maximale Entstauung tiefer Venenbereiche. Ermöglicht auch weniger Geübten das Anlegen wirkungsvoller Zinkleimverbände. Gut hautverträglich und schnell trocknend.

Rhena® Kompressionsverband am Unterschenkel


Variante 1 «Zirkulärtechnik»

HAUTSCHUTZ UND POLSTERUNG

Hautschutz (Erste Lage): TubeGaze® Schlauchverband 6 cm x 20 m


Polsterung (Zweite Lage): Rolta®soft Polsterwatte 10 cm x 3 m

Hautschutz



TubeGaze® Schlauchverband in ca. 1,5 facher Länge (Zehferse-Knie) abschneiden und bis unterhalb des Knies überstreifen.

Polsterung



Rolta®soft Polsterwatte mit 1/2 – 2/3 Deckung zirkulär anlegen. Beginnend über dem Zehengrundgelenk, bis unter die Kniekehle.




Die überstehenden Enden des Schlauchverbandes umschlagen, so dass die Polsterwatte fixiert ist.


KOMPRESSIONSVERBAND VARIANTE 1

Kompressionsverband (Dritte Lage): Pütterbinde®/PütterFlex 8 cm x 5 m und 10 cm x 5 m, oder Rhena®Varidress 8 cm x 5 m und 10 cm x 5 m


VARIANTE 1: Kompressionsverband 1. Binde 8 cm



Beginn mit der 8 cm Binde über dem Zehengrundgelenk, Wickelrichtung von aussen nach innen. 3-4 Touren in 2/3 Deckung Richtung Ferse zirkulär wickeln.




Mit der nächsten Bindetour die Ferse einschliessen. Zur Verriegelung der Ferse dann eine Tour unterhalb der Ferse (zur Fuss-Sohle hin) und eine Tour oberhalb der Ferse (zur Achillessehne hin).



Mit 2/3 Deckung zirkulär den Rest der Binde Richtung Wade wickeln. Die Binde endet am Wadenansatz. Bindende fixieren mit einem Streifen Heftpflaster.

Kompressionsverband 2. Binde 10 cm



Die zweite Binde 10 cm wird von innen nach aussen mit 1/2 – 2/3 Deckung zirkulär angelegt, beginnend ab dem Ende der ersten Binde.



In leicht schräg ansteigenden Spiraltouren die Binde bis «zwei Finger unterhalb der Kniekehle» anlegen. Bindende fixieren mit einem Streifen Heftpflaster.



Treten nach Anlage des Verbandes Schmerzen auf, die beim Umhergehen nicht verschwinden, muss der Verband unbedingt abgenommen und neu angelegt werden.


Variante 2 «Kornährentechnik»

KOMPRESSIONSVERBAND VARIANTE 2


Kompressionsverband: Pütterbinde®/PütterFlex 8 cm x 5 m und 10 cm x 5 m

Falls Unterpolsterung erforderlich siehe Abb. Hautschutz und Polsterung (Variante 1).


VARIANTE 2: Kompressionsverband 1. Binde 8 cm



Beginn mit der 8 cm Binde über dem Zehengrundgelenk, Wickelrichtung von aussen nach innen.




Mit 1 – 2 zirkulären Touren die Binde um den Vorderfuss anwickeln.




Beginn der ersten Achtertour: Man beginnt am Rist, führt die Binde auf der Innenseite des Fusses um die Fusssohle herum um das Fussgelenk zum Rist.

Kompressionsverband 1. Binde 8 cm



Anschließend um den Vorderfuss und Beginn der nächsten Achtertour: Auf der Innenseite des Fusses um die Fusssohle herum um das Fussgelenk zum Rist.




Die Achtertouren solange wiederholen (um ca. 1 cm versetzt) bis die 1. Binde zu Ende ist. Das Bindende mit einem Streifen Heftpflaster fixieren.

2. Binde 10 cm




Die 2. Binde 10 cm wird von innen nach aussen in einer Zirkulärtour um den Knöchel gewickelt.


Kompressionsverband 2. Binde 10 cm



Anschließend über den Spann auf der Aussenseite des Fusses zum Mittelfuss hin führen und die Binde zum Unterschenkel führen.



Dann schräg ansteigend in Zirkulärtouren die Wade umschliessen. Von der Kniekehle läuft die Binde einmal um das Bein herum und führt dann wieder nach unten.



Die restliche Binde nach unten auslaufen lassen. Das Ende mit einem Streifen Heftpflaster fixieren.