

Désinfection de surfaces Dismozon® plus



Dismozon® plus



Propriétés

- odeur discrète, agréable
- basse teneur en résidus
- compatibilité exceptionnelle avec les matériaux
- utilisation pratique grâce au sachet doseur

Composition

958 mg/g de monopéroxyphthalate de magnésium hexahydraté.

Microbiologie

Bactéricide, levuricide, fongicide, tuberculocide, mycobactéricide, sporicide, spores C. difficile, effet virucide limité (y compris VHB, VIH, VHC), activité virucide limitée PLUS, virucide.

Domaines d'utilisation

Dismozon plus est destiné au nettoyage et à la désinfection de surfaces lavables dans les domaines médicaux et industriels les plus divers. Grâce à son efficacité microbiologique et au principe actif spécial (MMPP), il est recommandé pour l'utilisation quotidienne, en particulier dans des zones sensibles, près des patients, comme dans les salles d'opération, les unités de soins intensifs ou les maternités, ainsi que pour la désinfection minutieuse et fiable des dispositifs médicaux hautement sensibles, comme des tonomètres à aplanation.

Emploi

Dismozon plus se présente sous forme de granulés. Afin de garantir, pendant toute la durée d'utilisation, la teneur en oxygène actif nécessaire pour l'efficacité microbiologique, la solution prête à l'emploi doit être renouvelée toutes les 8 heures, ainsi qu'en cas de fortes salissures,

Dissoudre complètement le contenu d'un sachet doseur dans l'eau (un sachet dilué dans 4 l d'eau donne une solution de 0,4% prête à l'emploi). Ne pas mélanger avec des détergents. Veiller à un renouvellement d'air suffisant pendant l'utilisation.

Lors de l'utilisation avec des dispositifs médicaux invasifs (des tonomètres à aplanation p. ex.), il faut, après la désinfection, rincer avec de l'eau présentant au minimum la qualité de l'eau potable.

Compatibilité du matériau

La compatibilité des solutions de Dismozon plus prêtes à l'emploi a été testée sur les matériaux suivants:

Métaux: acier inoxydable (V4A), aluminium.

Matières synthétiques: PA, PE, PP, PS, PVC, mélanges ABS-PC, caoutchouc, Makro-Ion, plexiglas, téflon, polysulfone, POM, PUR, latex, silicone, linoléum, Viton. Avec une utilisation conforme (désinfection par essuyage), il n'y a aucun risque d'endommager le matériel. Pour ce qui est du cuivre et du laiton, il faut vérifier la compatibilité dans un endroit peu visible avant la première utilisation.

Référencement

Certificat/liste de l'Association allemande d'hygiène appliquée (Verbund für Angewandte Hygiene e.V., VAH). Liste de l'institut Robert Koch (RKI) des désinfectants et procédés de lavage et de désinfection testés et homologués, selon le § 18 IfSG, champs d'action A et B.

Marquage CE selon la loi allemande sur les dispositifs médicaux (Medizinproduktegesetz, MPG et MDD). Liste des détergents testés pour les revêtements en céramique dans les salles de bain (liste RK). Liste des virucides IHO.

Spécifications physico-chimiques


Spécifications physico-chimiques

Aspect: granulés blancs
pH d'une solution à 0,4%: env. 5,8

*Utiliser le désinfectant avec précaution.
Toujours lire l'étiquette et l'information figurant sur le produit avant l'utilisation.*

Dosierung

Bactéries et champignons						
VAH recommandation d'utilisation certifiée pour la désinfection prophylactique par essuyage de l'Association pour l'hygiène appliquée (VAH). Sur la base d'essais en suspension et proches de la pratique, testé dans des conditions de charge faible (surfaces propres à l'œil nu) / forte (surfaces visiblement contaminées)	Bactéricide / levuricide	– faible charge	3,0 g/l	0,3 %	–	1 h
			5,0 g/l	0,5 %	–	30 min
			8,0 g/l	0,8 %	–	15 min
			30,0 g/l	3,0 %	–	5 min
DGHM Efficacité expertisée contre les bactéries (en conformité avec la Société allemande d'hygiène et de microbiologie [DGHM]); dans les limites de l'efficacité bactéricide certifiée	Désinfection des baignoires		4,0 g/l	0,4 %	–	2 min
EN Phase 2 / niveau 1 (essais en suspension), testé dans des conditions de charge	Fongicide (EN 16615 + EN 13624)	– faible charge	24,0 g/l	2,4 %	–	1 h
	Tuberculocide ((EN 16615 + EN 14348)	– faible charge	8,0 g/l	0,8 %	–	4 h
			12,0 g/l	1,2 %	–	2 h
			32,0 g/l	3,2 %	–	1 h
	Mykobactéricide (EN 16615 + EN 14348)	– faible charge	12,0 g/l	1,2 %	–	2 h
			32,0 g/l	3,2 %	–	1 h



Spores de bactéries						
EN Efficace contre les spores de bactéries Phase 2 / niveau 1	<i>C. difficile</i> (EN 17126)	– faible charge	12,0 g/l	1,2 %	–	1 h
			24,0 g/l	2,4 %	–	30 min
	Sporicide (EN 17126)	– faible charge	24,0 g/l	2,4 %	–	2 h
			32,0 g/l	3,2 %	–	1 h
	Sporicide (EN 13704)		24,0 g/l	2,4 %	–	1 h

Viren						
Efficace contre les virus (Association allemande pour la lutte contre les virus [DVLV])	Activité virucide limitée (y c. VHB, VIH, VHC)		1,0 g/l	0,1 %	–	30 min
			2,0 g/l	0,2 %	–	5 min
	Activité virucide limitée PLUS		8,0 g/l	0,8 %	–	15 min
	Virucide		4,0 g/l	0,4 %	–	2 h
			8,0 g/l	0,8 %	–	1 h
Expertisé contre les virus non enveloppés (DVLV)	Adénovirus		2,0 g/l	0,2 %	–	15 min
			4,0 g/l	0,4 %	–	5 min
	Polyomavirus		2,0 g/l	0,2 %	–	1 h
			4,0 g/l	0,4 %	–	15 min
Expertisé contre les virus non enveloppés (en conformité avec la norme EN)	Norovirus		2,0 g/l	0,2 %	–	30 min
			4,0 g/l	0,4 %	–	15 min
			8,0 g/l	0,8 %	–	5 min
	Rotavirus		2,0 g/l	0,2 %	–	1 min
EN Phase 2 / niveau 1 (essais en suspension), testé dans des conditions de charge	Activité virucide limitée(EN 14476)	– faible charge	2,0 g/l	0,2 %	–	2 min
	Activité virucide limitée PLUS (EN 14476) – faible charge		2,0 g/l	0,2 %	–	30 min
			4,0 g/l	0,4 %	–	15 min
			8,0 g/l	0,8 %	–	5 min
	Virucide (EN 14476)	– faible charge	4,0 g/l	0,4 %	–	1 h
			12,0 g/l	1,2 %	–	30 min
	Adénovirus (EN 14476)	– faible charge	2,0 g/l	0,2 %	–	5 min
	Poliovirus (EN 14476)	– faible charge	4,0 g/l	0,4 %	–	2 h
			12,0 g/l	1,2 %	–	30 min

Enregistrement sur la liste du RKI						
RKI Produit reconnu pour la désinfection selon §18 IfSG (RKI)	Secteur A -bactéries végétatives y compris mycobactéries, champignons et spores de champignons		36,0 g/l	3,6 %	–	4 h
	Secteur B - virus - virus enveloppés et non enveloppés		36,0 g/l	3,6 %	–	15 min



	Contenu de	N° d'article l'emballage
Dismozon® plus		
	50 sachets de 16g	981257
	100 sachets de 16g	981187